

ドライバ Ver.2.5 インストール時のご注意

旧ドライバをインストールなさっている方は以下の手順で新ドライバのインストールを行って下さい。

1. カメラを挿入しない状態で PC を起動。
2. プログラムの追加と削除から **IUC2 MPixel PCCam Driver(旧ドライバ)**を選択して削除する。
3. 新ドライバ CD(**Ver. 2.5**)に添付の **IUC2ClearReg** を実行する。
4. 指示にしたがい旧ドライバの痕跡を削除する。
5. PC を再起動する。
6. 新ドライバ CD(**Ver. 2.5**)に添付の **IUC2Setup.exe** をクリックしてドライバ Ver.2.5 をインストールする。
7. カメラを USB ポートに接続する。
8. ウィザードにしたがってインストールを行う。(自動インストールを選択)。

なお、ドライバ Ver.2.5 から旧ドライバに戻す場合も、**プログラムの追加と削除**から新ドライバを削除し、**IUC2ClearReg** を実行して新ドライバの痕跡を削除してから旧ドライバのインストールを行って下さい。

以上

有限会社トリニティ