

DS-3U/UL Windows7 対応版 インストール方法

1. ソフトウェアを任意の場所に保存します。
2. 保存したフォルダを解凍し、スコープのUSBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込みます。
3. プラグアンドプレイでインストールが開始されます。
インストール場所を聞いてくる場合は、保存した場所を指定してください。
4. インストールが完了したら、画像を表示させるビューソフトをインストールします。**amcap** フォルダを開いて **setup amcap** をダブルクリックし、インストールを進めてください。
5. インストールが終了したら、画面の **amcap5a** を起動させてください。
5. 画像が表示されない場合は、**Options** → **Preview** にチェックマークを入れてください。

操作方法

本ソフトは、画像の取り込み、静止画保存のみ目的としておりますので、ソフトウェアにおいて使用できない、または、操作を説明しないアイコンがありますのでご了承ください。

USBスコープがすでに接続され、ビューアソフト：**amcap** が起動している状態を確認してください。

- ・ 解像度調整： **Option** をクリック。次に **Videocapture Pin** を選択、**Outputsize** から選んでください。
良好な画質を得るために、最大の640×480をお薦めします。
- ・ 画面サイズ調整： 表示されている画面の角部隅をクリックしドラッグアンドドロップでお好みのサイズに広げます。

・画像の保存：

最初に保存する為のファイルを作成します。

Fileをクリック。次に **Save Snap Image As** を選択してください。

ファイル名をきめて、そのあとに**.bmp** をつけます。

(例) **microimage.bmp**

このファイルの中に、画像が保存されます。

保存したい映像が決まりましたら、**Capture**をクリックし、続いて**Snap**をクリックします。

Snapの小画面に保存された映像が表示されます。

画像を入れ直す場合は、再度**Snap**をクリックしてください。

Snapをクリックするごとに、作成したファイルに画像が上書きされていきます。

複数の画像を保存する場合は、都度、ファイルを作成してください。

・画質の調整：

Optionをクリック。 次に **Option Video Capture filter**を選択し、**Video Proc Amp**を開いて調整してください。